

## IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

É fundamental que:

- O nome do utente seja legível
- Haja uma requisição médica com informação clínica adequada

## ACONDICIONAMENTO

Biópsias, Peças Operatórias e Líquidos orgânicos  
(ascítico,pleural,urina)



Acondicionados em  
recipientes de plástico,NUNCA de vidro

## FIXAÇÃO DAS AMOSTRAS

Biópsias e Peças Operatórias



Líquido fixador adequado: FORMALINA 10%  
(idealmente deve corresponder a 10x o  
Volume da amostra colhida)

- Biópsias e Peças operatórias pertencentes a utentes com doenças infecto- contagiosas (exe: HIV, Tuberculose,Hepatite B ou C entre outras) NUNCA devem ser enviadas sem líquido fixador (FORMOL10%)

Líquidos orgânicos (ascítico,pleural e urina)



Álcool a 96% (idealmente deve corresponder a  
10x o volume do produto colhido)

Citologia ginecológica



Meio líquido

Lâminas de vidro  
com esfregaços  
celulares biológicos



Recipiente próprio  
com o respectivo líquido  
fixador (com ou sem es-  
covilhão no interior)



Acondicionadas em  
caixas de plástico  
ou de cartão adequadas



## Exames realizados no Laboratório Roriz:

- Citologia aspirativa
- Citologia cervico-vaginal em meio líquido e convencional
- Citologia de Líquidos, lavados e secreções
- Exame macroscópico e histológico de produto de biópsias
- Exame macroscópico e histológico de peças de ressecção cirúrgica
- Genotipagem de HPV por PCR
- Imunocitoquímica
- Histoquímica

Em caso de dúvidas no acondicionamento de amostras ou outras questões técnicas, não hesite em contactar o Laboratório

Roriz através dos seguintes contactos:

213 194 880/1

912 249 788

Obrigado

**O Laboratório de Anatomia Patológica  
Roriz, Lda.**